

FICHA TÉCNICA

Catálogo General 2017 página 47

Botellas estériles para la recogida de muestras

códigos 282320 - 282321 - 282323 - 282323.BU - 282324 - 282324.BU

código	descripción	estéril	capacidad	cantidad caja	peso caja (kg)	volumen caja (m³)	cajas por palet
282320	botella con tiosulfato	STERILE R	500	24	1,35	0,025	48
282321	botella con tiosulfato	STERILE R	1.000	20	1,67	0,033	42
282323	botella con tiosulfato	STERILE R	500	111	6,00	0,110	16
282323.BU	botella con tiosulfato en bolsa unitaria	STERILE R	500	111	6,04	0,110	16
282324	botella con tiosulfato	STERILE R	1.000	68	5,15	0,100	16
282324.BU	botella con tiosulfato en bolsa unitaria	STERILE R	1.000	68	5,41	0,110	16



FINALIDAD DE USO - DESCRIPCIÓN

Botellas estériles por radiación, con cuerpo fabricado en polietileno de color natural translúcido; tapón en polietileno de color rojo, con precinto y junta de seguridad. Cierre hermético.

El cuerpo es rectangular y presenta los dos lados estrechos ranurados para facilitar el agarre, y los dos lados planos, de mayor superficie, están destinados al etiquetado.

Etiquetadas con descripción (en inglés, francés y español), código, lote, fecha de caducidad, símbolo de un solo uso y tipo de esterilización. Los códigos con tiosulfato indican también la dosificación de tiosulfato.

Diámetro interno de la boca: 28 mm

El tiosulfato de sodio neutraliza el efecto bactericida que ejerce el cloro durante el transporte de la muestra. Por ello, estas botellas son ideales para el análisis microbiológico de aguas de consumo humano y piscinas; y aquellas con presencia de cloro, y por tanto con riesgo de ver modificada su composición microbiológica antes del análisis.

Estas botellas han sido desarrolladas siguiendo la normativa ISO 5667-3:2012 Water quality: sampling. Cumplen la Directiva Europea 98/83/EC y posteriores modificaciones.

REALIZADO


David Campos
Departamento de Marketing

VERIFICADO


Anna Mir
Dirección Técnica, Desarrollo y Calidad

APROBADO


Mónica Torras
Dirección Comercial